

UNIMAT L



Das Unimat L ist das ideale Gerät für die private Arztpraxis oder für die Ambulanz im Krankenhaus. Alle Aufnahmen am stehenden, liegendem und sitzendem Patienten sind problemlos möglich.

- Das Gerät besteht aus dem universal einsetzbaren Aufnahmestativ und einem Patiententisch, der auch für andere Zwecke (z.B. als EKG oder Gipstisch) eingesetzt werden kann.
- Motorischer Vertikalhub bei horizontalem Strahlengang von min. **33,5cm** mit Festrasterlade und **42cm** mit Laufrasterlade bis max. **160cm** (Abstand Fussboden-Zentralstrahl)
- Der Röhrentragarm lässt sich stufenlos von $+135^\circ$ bis -35° schwenken.
- Einstellung des Film - Fokusabstandes Stufung: 100/120/150/180cm
- Kippen der Laufrasterlade im Bereich von $\pm 45^\circ$
- Röntgenstrahler und Laufrasterlade bleiben bei allen Bewegungen zentriert
- Die Patientenliege ist 2 m lang und ist frei verfahrbar. Sie kann durch mechanische Bremsen arretiert werden.

The Unimat L is the perfect equipment for the private ambulance or for the outpatients department in a hospital. All x-ray examinations on the lying, sitting and standing patient are carried out easily.

- The equipment consists of two parts, the universal tube stand and the patient trolley that can be used for different purposes as well.
- Motorized vertical movement related on the vertical central beam from min. **33,5cm** with fixed grid and **42cm** with potter bucky until max. **160cm** (Distance floor-central beam)
- The tube holder can be infinitely rotated from $+135^\circ$ to -35°
- The film-focus distance can be adjusted to 100/120/150/180 cm.
- The bucky device can be tilted from $\pm 45^\circ$
- The tube and the bucky are remaining always in centred position
- The patient trolley is 2 meters long, free moveable and can be locked with mechanical brakes

